

Vytvořte blokovou funkci

Cíle

- Vytvořte funkci s názvem `moveADistance` s jedním parametrem, $\pm x$ (cm). Funkce způsobí, že se StructureBOT posune o vzdálenost definovanou tímto parametrem.
- Použijte svou funkci, aby se BOT pohyboval vpřed a vzad.

Materiály a vybavení

Číslo dílu	Popis	mn ořs tví
ME-7039	StructureBOT, sestaveno	1
PS-3232	//control.Node	1
	Software pro sběr dat PASCO Capstone™	



Obrázek 1. StructureBOT sestavený s //control.Node

Postup

Založit

1. Sestavte StructureBOT, jak je popsáno v „Sestavení StructureBOT s pohonem 2 kol“.

Vytvořte blokovou funkci

2. Nabijte //control.Node.


3. Ujistěte se, že je krokový motor na levé straně BOT zapojen do portu A //control.Node a že krokový motor na pravé straně BOT je zapojen do portu B.

4. Připojte //control.Node k softwaru PASCO Capstone přes Bluetooth.

POZNÁMKA: Pokyny týkající se softwarových úloh, jako je připojení bezdrátových zařízení a používání Blockly, naleznete v nabídce Nápověda v PASCO Capstone.


Část 1: Vytvoření funkce

1. Na pracovní ploše Blockly Code otevřete nabídku Funkce a vyberte funkci, abyste provedli něco, co je uvedeno níže.



2. Napište „moveADistance“ místo „něco udělat“.

3. Chcete-li přidat vstup, vyberte ikonu ozubeného kola. Přetáhněte název vstupu: x do bloku vstupu. Poté do pole pro název vstupu zadejte „±x (cm)“. Chcete-li toto dialogové okno zavřít, znovu vyberte ikonu ozubeného kola.



POZNÁMKA: Symbol \pm v názvu proměnné používáme jako připomínku, že hodnota může být kladná nebo záporná. Chcete-li tento symbol vložit, můžete jej zkopírovat a vložit z tohoto dokumentu, pokud čtete na svém zařízení. V opačném případě se poradte se svým instruktorem, jak symbol vložit.

4. V nabídce Proměnné vytvořte následující proměnné:

- Průměr kola (cm)
- v (ot./s)
- podepsat

Všimněte si, že proměnná $\pm x$ (cm) již byla vytvořena v předchozím kroku.

5. Do funkce moveADistance zadejte následující kód:

```

to moveADistance with: ±x (cm)
  set Wheel Diameter (cm) to 6.38
  set v (rev/s) to 1.5
  if ±x (cm) is negative
  do
    set sign to -1
    set ±x (cm) to absolute ±x (cm)
  else
    set sign to 1
  set stepper using units rev/s
  for //control.Node :
    configure port A ✓
    rotate stepper through
      angle (rev) ±x (cm) ÷ π × Wheel Diameter (cm)
      to max ±speed (rev/s) sign × v (rev/s)
      with acceleration (rev/s²) 1.5
    configure port B ✓
    rotate stepper through
      angle (rev) ±x (cm) ÷ π × Wheel Diameter (cm)
      to max ±speed (rev/s) - sign × v (rev/s)
      with acceleration (rev/s²) 1.5
  Wait for completion ✓
  
```

6. Klikněte pravým tlačítkem (nebo vyberte a podržte) funkci moveADistance a vyberte Collapse Block.

7. V bloku Notes zadejte vysvětlení, co funkce dělá, a vložte funkční blok dovnitř


Poznámkyblok. Zadejte výchozí hodnotu 10 pro vzdálenost. Tím je funkce dokončena.

```

// “ This function moves the bot forward (+) ”
// “ or backward (-) a distance x (cm). ”
moveADistance with:
  ±x (cm) 10
  
```

Vytvořte blokovou funkci


8. Uložte funkci jako soubor .pcbx, abyste ji mohli znovu použít, kdykoli ji budete potřebovat:
 - a. Vyberte tlačítko Exportovat kód.



- b. Uložte kód jako moveADistance.pcbx na místo, kde máte přístup k němu a dalším funkcím, které si uložíte v budoucnu.

Část 2: Otevření funkce a její použití v kódu

1. Otevřete nový soubor v PASCO Capstone. Na pracovní ploše Blockly Code otevřete nabídku Funkce a všimněte si, že tam nejsou žádné funkce.
2. Vyberte tlačítko Importovat kód a vyberte moveADistance.pcbx.



3. Otevřete znovu nabídku Funkce a všimněte si, že funkce moveADistance je tam.
 4. Odstraňte část bloku Notes vaší funkce (blok, který spouští funkci), ale neodstraňujte funkční blok.

to moveADistance with: $\pm x$ (...)

POZNÁMKA: Pokud smažete funkční blok v pracovním prostoru, funkce již nebude dostupná v nabídce Funkce.

5. Pomocí funkce moveADistance vytvořte kód, díky kterému se BOT posune dopředu o 30 cm, zastaví se na 2 sekundy a poté se posune o 30 cm zpět. Spusťte svůj kód a zjistěte, zda se robot pohybuje podle očekávání.